









MASQUE CHIRURGICAL

TYPE	PROTECTION	INDICATIONS
 	TYPE I NF EN 14683	Filtration bactérienne > 95% pour un aérosol de bactéries d'un diamètre moyen de 3 µm (test réalisé dans le sens de l'expiration) <i>Destiné aux personnels amenés à travailler à moins d'un mètre d'une autre personne ou à intervenir chez une personne à risque de santé.</i>
		
 	TYPE II NF EN 14683	Filtration bactérienne > 98% pour un aérosol de bactéries d'un diamètre moyen de 3 µm (test réalisé dans le sens de l'expiration) <i>Type II : Destiné aux personnels amenés à travailler à intervenir chez une personne malade. Peut être utilisé pour le travail à < 1 mètre</i>
		
	TYPE IIR NF EN 14683	Filtration bactérienne > 98% pour un aérosol de bactéries d'un diamètre moyen de 3 µm (test réalisé dans le sens de l'expiration) et résistant aux projections venant de l'extérieur Evite la projection des gouttelettes émises par le porteur et protection du porteur contre les projections de gouttelettes <i>Type II : Destiné aux personnels amenés à travailler à intervenir chez une personne malade ou travail < 1 mètre</i>
		

Travail à < 1 mètre ou intervention chez personnes à risques



Type IIR > Type II > Type I
Le masque doit être porté par l'ensemble des salariés en contact

Travail à < 1 mètre ou intervention urgente chez personne malade



Type IIR > Type II
+ Masque et distanciation pour la personne chez qui se passe l'intervention
Pas de type I dans cette situation