





MASQUE A USAGE SANITAIRE

TYPE	PROTECTION	INDICATIONS
 FFP 1 NF EN 149	Arrête au moins 80% des aérosols d'un diamètre médian de 0.6 μm (particules) et 0.4 μm (aérosol d'huile) Fuite vers l'intérieur <22% (test réalisé dans le sens de l'inspiration)	Protection contre l'inhalation d'agents infectieux
Durée Moins de 8 heures (Cf Notice)		
 FFP 2 NF EN 149	Arrête au moins 94% des aérosols d'un diamètre médian de 0.6 μm (particules) et 0.4 μm (aérosol d'huile) Fuite vers l'intérieur <8% (test réalisé dans le sens de l'inspiration)	Protection contre l'inhalation d'agents infectieux <i>FFP 2 : Destiné aux personnels soignants réalisant des gestes invasifs ou dans le cadre de professionnel exposé à des risques chimiques... Convient au Covid et situation < 1 mètre</i>
Durée Moins de 8 heures (Cf notice)		
 FFP 3 NF EN 149	Arrête au moins 99% des aérosols d'un diamètre médian de 0.6 μm (particules) et 0.4 μm (aérosol d'huile) Fuite vers l'intérieur <2% (test réalisé dans le sens de l'inspiration)	Protection contre l'inhalation d'agents infectieux <i>FFP 3 : Destiné aux personnels soignants réalisant des gestes invasifs ou dans le cadre de professionnel exposé à des risques chimiques... Convient au Covid et situation < 1 mètre</i>
 Durée moins de 8 heures (Cf Notice)		